

FILTRAČNÝ PAPIER

Kvantitatívny filtračný papier- porovnanie výrobcov

Binzer and Munktell	Filtrak	Whatman	Schleicher and Schuell
1/N	388	41	589/1
2/N	389	43	589/2
3/N	392	40	589/5
5	390	44	589/6
4/N	391	42	589/3
1/N	1388	541	1505
2/N	1389	540	1506
4/N	1390	x	1507
4/N	1391	542	x

Kvalitatívny filtračný papier - porovnanie výrobcov

	Filpap	Filtrak	Whatman	Schleicher and Schuell
11	KA 1	288 4		604
12	KA 2	289 1		597
	x	3hw615		595
13	KA 3	292 2		593
81/N	KA 4	290 6		594
14	KA 5	291 5		602h
	KA 1/M	1288	x	1573
	KA 2/M	1289	x	1574
	KA 4/M	1290	115	1575
	KA 5/M	1291	x	x
	KA 3/M	1292	x	x

Chromatografické archy - porovnanie výrobcov

	Filtrak	Whatman	Schleicher and Schuell
	FN 1	4 Chr	2040 a
	FN 2	x	2040 b
	FN 3	1 Chr	2043 a
	FN 4	2 Chr	2043 b
207	FN 5	20 Chr	2045 a
206	FN 6	x	2045 b
208	FN 7	3 MM	589L/8
	FN 8	31ET Chr	2668/8

I. Filtračné papiere kvalitatívne

FILPAP- filtračné papier kvalitatívny

Druh	f. označ.	g/m ²	použitie
KA 0		80	rýchla filtrácia s níz. retenciou
KA 1	1 červený	80	rýchla f. s dobrou ret. väč.častí
KA 2	1 žltý	80	rýchla f. s dobrou retenciou
KA 3	1 fialový	80	vyššia zachyc. schopnosť
KA 4	1 modrý	80	pre bežné laborat. rozbor
KA 5	1 zelený	80	vyššia zachyc. schopnosť

Filtračný. papier kvalitatívny- kruhové výseky / Filpap ČR /

druh	priemer	balenie
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	55	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	80	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	90	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	110	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	125	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	150	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	185	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	200	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	240	100 ks
KA0, KA1,KA2, KA3,KA4,KA5	320	100 ks

Filtr. papier kvalitatívny -skladaný / Filpap ČR /

označ.	priemer	g/m ²	balenie
800090	90 mm	80	500 ks
800110	110 mm	80	500 ks
800125	125 mm	80	500 ks
800150	150 mm	80	500 ks
800185	185 mm	80	500 ks
800240	240 mm	80	500 ks
800320	320 mm	80	500 ks

Filtračný papier kvalitatívny - archy / ČR /

Druh	Rozmer mm	g/m ²	bal. / kg /
archy 50gr.	500 x 500	50	10
archy 70 gr.	500 x 500	70	10
archy 80 gr	500 x 500	80	10
archy 90 gr	500 x 500	90	10
archy 100 gr.	500 x 500	100	10
archy 120 gr.	500 x 500	120	10
archy 130 gr.	500 x 500	130	10
archy 170 gr.	500 x 500	170	10
archy 180 gr.	500 x 500	180	10
archy 210 gr.	500 x 500	210	10
archy 260 gr.	500 x 500	260	10

Filtračný papier kvalitatívny - archy je možné dodať aj v krepovanom prevedení

62470* * *** Filtračný papier kvalitatívny-kruhový výsek- Filtrak**

priemer / mm /	288 * *** **	289 * *** **	290 291 292 * *** **	* *** **
55	3201055	3202055	3203055 3204055	3205055
70	3201070	3202070	3203070 3204070	3205070
90	3201090	3202090	3203090 3204090	3205090
110	3201110	3202110	3203110 3204110	3205110
125	3201125	3202125	3203125 3204125	3205125
150	3201150	3202150	3203150 3204150	3205150
185	3201185	3202185	3203185 3204185	3205185
240	3201240	3202240	3203240 3204240	3205240

62470* * *** Filtrak - filtračný papier kvalitat.- kruhový výsek skladaný**

priemer / mm /	288 * *** **	289 * *** **	290 291 292 * *** **	* *** **
90	4201090	4202090	4203090 4204090	4205090
110	4201110	4202110	4203110 4204110	4205110
125	4201125	4202125	4203125 4204125	4205125
150	4201150	4202150	4203150 4204150	4205150
185	4201185	4202185	4203185 4204185	4205185
240	4201240	4202240	4203240 4204240	4205240
270	4201270	4202270	4203270 4204270	4205270
320	4201320	4202320	4203320 4204320	4205320

624 7 ** * *** Filtrak- filtračný papier pre kvalitat. analýzu- archy**

** *** **	Druh	rozmer	fil rýchľ.	ploš. hm.	bal./ ks /
22015858	288	58x58 cm	10 s	80 g / m ²	100
22025858	289	58x58 cm	20 s	80 g / m ²	100
22035858	290	58x58 cm	100 s	80 g / m ²	100
22045858	291	58x58 cm	180 s	80 g / m ²	100
22055858	292	58x58 cm	50 s	80 g / m ²	100

624 703 * *** Filtrak- filtr. papier pre kvalitat. analyzu-kruh.výsek spevnený za mokra**

priemer / mm /	1288 *** **	1289 *** **	1290 *** **	1291 *** **	1292 *** **
90	206090	207090	208090	209090	210090
110	206110	207110	208110	209110	210110
125	206125	207125	208125	209125	210125
150	206150	207150	208150	209150	210150
185	206185	207185	208185	209185	210185
240	206240	207240	208240	209240	210240

Filtračný papier kvalitatívny-kruhový výsek- Schleicher and Schuell

priemer	označ.	kat. číslo
55	595/55	624870311607
70	595/70	624870311608
90	595/90	624870311609
110	595/110	624870311610
125	595/125	624870311611
150	595/150	624870311612
185	595/185	624870311614
240	595/240	624870311620
320	595/320	624870311622

priemer	označ.	kat. číslo
55	597/55	624870311807
70	597/70	624870311808
90	597/90	624870311809
110	597/110	624870311810
125	597/125	624870311811
150	597/150	624870311812
185	597/185	624870311814
240	597/240	624870311820
320	597/320	624870311822

priemer	označ.	kat. číslo
55	604/55	624870312707
70	604/70	624870312708
90	604/90	624870312709
110	604/110	624870312710
125	604/125	624870312711
150	604/150	624870312712
185	604/185	624870312714
240	604/240	624870312720

II. Filtračné papiere kvantitatívne**Filtrak - filtračný papier kvantitatívny**

Druh	fareb. oz.	ozn.nové	g / m2	filt. rých.	charakteristika
388	červ.páska	čierny bod	80	10 s	rýchly, bez popola
389	žltá	biely b.	80	20 s	stredne rýchly, bez pop.
390	modrá	zelený b.	80	100 s	pomalý, bez pop.
391	zelená	modrý b.	80	180 s	veľmi pomalý, bez pop.
392	x	červený b.	80	50 s	stredne rýchly, bez pop.

624 70 * * *** Filtrak- filtrač. papier kvantitatívny- kruhový výsek**

priemer / mm /	388 * ** *	389 * ** *	390 391 392 * ** * ** *	* ** *
55	3101055	3102055	3103055 3104055	3105055
70	3101070	3102070	3103070 3104070	3105070
90	3101090	3102090	3103090 3104090	3105090
110	3101110	3102110	3103110 3104110	3105110
125	3101125	3102125	3103125 3104125	3105125
150	3101150	3102150	3103150 3104150	3105150
185	3101185	3102185	3103185 3104185	3105185
240	3101240	3102240	3103240 3104240	3105240

Filtrak- filtračný papier kvantitatívny - archy

Druh	rozmer	fil rýchlosť	ploš. hm.	balenie / ks /
388	58x58 cm	10 s	80 g / m ²	500
389	58x58 cm	20 s	80 g / m ²	500
390	58x58 cm	100 s	80 g / m ²	500
391	58x58 cm	180 s	80 g / m ²	500
392	58x58 cm	50 s	80 g / m ²	500

624 703 * *** Filtrak- papier pre kvantitat. anal.-kruh.výs.spevnený za mokra**

priemer / mm /	1388 *** ***	1389 *** ***	1390 *** ***	1391 *** ***	1392 *** ***
55	106055	107055	108055	109055	110055
70	106070	107070	108070	109070	110070
90	106090	107090	108090	109090	110090
110	106110	107110	108110	109110	110110
125	106125	107125	108125	109125	110125
150	106150	107150	108150	109150	110150
185	106185	107185	108185	109185	110185
240	106240	107240	108240	109240	110240

Filtračný papier kvantitat.-kruhový výsek- Schleicher and Schuell

priemer	označ.	kat. číslo
55	589/1/55	624870311607
70	589/1/70	624870311608
90	589/1/90	624870311609
110	589/1/110	624870311610
125	589/1/125	624870311611
150	589/1/150	624870311612
185	589/1/185	624870311614
240	589/1/240	624870311620

Extrakčné patróny**Whatman, Filtrak - extrakčné patróny s guľ. a pl. dnom****Filtrak - ext. patróny s plochým dnom
6247** *** ****

** *** **	rozmer	balenie
12102000	20x100	25 ks
12102200	22x100	25 ks
12102500	25x100	25 ks
12103095	30x95	25 ks
12103050	30x150	25 ks
12103350	33x150	25 ks
12103395	33x95	25 ks

**Whatman - ex.patróny s guľ.dn.
62490* *** ** / bal. ks /**

* *** **	rozmer
2800185	18x55
2800199	19x90
2800228	22x80
2800250	25x100
2800258	25x80
2800266	26x60
2800280	28x100

62490* * ** Whatman TLC dosky, normálna fáza, hrúbka 250 mikrom.**

* *** **	druh	typ rozm. cm	bal. ks
4860720	Silica gel 60A	K6 10x20	50
4860820	Silica gel 60A	K6 20x20	25
4861820	Silica gel 60A	K6F 20x20	25

Whatman - filtračné nástavce Puradisc TM 25 mm**Použitie :** na sterilizáciu vodných roztokov, roztokov pre HPLC

priemer filtra :	25 mm	max. objem vzorky : 100 ml
filtračná plocha :	4,2 cm ²	max. tlak 75 psi / 5,2 bar /
Puradisc 25 AS :	membrána PSF, nízka väzba proteínov, vodné roztoky	
Puradisc 25 TF :	membrána PTFE hydrofóbne, organické rozpúšťadlá	
Puradisc 25 PP :	membrána PP, vodné roztoky aj organické látky	
Puradisc 25 GD :	náplň zo sklenených vlákien, predfiltrácia	
Puradisc 25 TF :	membrána PTFE hydrofóbne, organické rozpúšťadlá	
Puradisc 25 PP :	membrána PP, vodné roztoky aj organické látky	
Puradisc 25 GD :	náplň zo sklenených vlákien, predfiltrácia	

Whatman -striekačkové filtre priemer 25 mm

Druh	veľkosť pórov /mikrometer /	bal. v ks
Puradisc 25AS	0,2	50 steril.
	0,2	200
	0,45	50 steril.
	0,45	200
	1	50 steril.
	1	200
Puradisc 25 TF	0,1	50
	0,2	50
	0,2	200
	0,45	50
	0,45	200
	1,0	50
Puradisc 25 PP	0,2	50
	0,2	200
	0,45	50
	0,45	200
Puradisc 25 NYL	0,2	50
	0,2	200
	0,45	50
	0,45	200
Puradisc 25 GD	1,0	100

Whatman- membránové filtre Anopore TM

Použitie : filtrácia mobilnej fázy pre HPLC, príprava ultračistých rozpúšťadiel, gravimetrická analýza, analýza baktérií epifluorescenčnou mikroskopiou

Druh	póry	priemer mm	bal. v ks
Anodisc 13	0,02 mikrom.	13	100
	0,10	13	100
	0,20	13	100
Anodisc 25	0,02	25	50
	0,20	25	50
Anodisc 47	0,02	47	50
	0,10	47	50
	0,20	47	50

Whatman - celulóзовé membránové filtre

Použitie : všeobecné laboratórne filtrácie, príprava vzoriek

Druh	póry	priemer mm	bal. v ks
WME- s mriežkou	0,45	47	100
	0,45	47	100 steril.
WCA-čistá	0,2	25	100
	0,2	47	100
	0,45	25	100
	0,45	47	100
WCN -s mriežkou	0,2	47	100 steril.
	0,45	25	100
	0,45	47	100
	0,45	47	100 steril.
	0,45autok.	47	100 steril.

Filtračné papiere Schleicher and Schuell - dodávame kompletný sortiment - kontaktujte nás !

Dodávame aj kompletný sortiment filtračného papiera Whatman.